


Les chaufferettes sont de petites pochettes très pratiques à glisser dans les poches d'un manteau ou dans les gants pour se réchauffer en hiver car elles permettent de dégager de l'énergie thermique pendant une durée limitée.

Le dispositif étudié dans cet exercice est constitué d'une pochette en plastique contenant une pastille métallique et une solution aqueuse très concentrée d'éthanoate de sodium. Dans ces conditions, il suffit de tordre la pastille pour que l'éthanoate de sodium précipite. Cette transformation est exothermique.



Photographie d'une chaufferette commerciale

Après utilisation, on peut « régénérer » la chaufferette en la chauffant, au bain-marie par exemple, et en la laissant doucement refroidir sans perturbation pour éviter la précipitation.

Cet exercice a pour objectif de déterminer, à l'aide d'un titrage suivi par conductimétrie, le titre massique en éthanoate de sodium du contenu d'une chaufferette commerciale.

### Données :

- masse molaire de l'éthanoate de sodium ( $\text{Na}^+$ ;  $\text{CH}_3\text{CO}_2^-$ ) :  $M = 82,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$  ;
- concentration maximale de l'éthanoate de sodium dans l'eau (ou solubilité) :  $s = 365 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$  ;
- valeurs de la conductivité molaire ionique  $\lambda$  à  $25^\circ\text{C}$  de quelques ions :

Ions	$\text{H}_3\text{O}^+$	$\text{Cl}^-$	$\text{Na}^+$	$\text{CH}_3\text{CO}_2^-$
$\lambda$ en $\text{mS}\cdot\text{m}^2\cdot\text{mol}^{-1}$	35,0	7,6	5,0	4,1

À partir de la solution d'éthanoate de sodium ( $\text{Na}^+$ ;  $\text{CH}_3\text{CO}_2^-$ ) présente dans la chaufferette, on prépare 50,0 mL de solution diluée 25 fois. On note S la solution obtenue.

**Q1.** Décrire le protocole expérimental permettant de préparer la solution S. Indiquer, en justifiant, les volumes de la verrerie utilisée.

On réalise un titrage avec suivi conductimétrique de la solution S. Pour cela un volume  $V_S = 10,0 \text{ mL}$  de solution S est prélevé puis versé dans un bécher auquel sont ajoutés environ 250 mL d'eau distillée. L'ensemble est alors titré par une solution aqueuse titrante d'acide chlorhydrique de concentration  $C = 2,0 \times 10^{-1} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ .

La réaction support du titrage a pour équation :  $\text{CH}_3\text{CO}_2^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell)$ .

La conductivité  $\sigma$  de la solution contenue dans le bécher est mesurée après chaque ajout de solution aqueuse titrante d'acide chlorhydrique. Les résultats expérimentaux obtenus sont reproduits en figure 1 ci-dessous.




Figure 1. Représentation graphique de la conductivité  $\sigma$  de la solution contenue dans le bécher en fonction du volume  $V$  versé de solution aqueuse titrante d'acide chlorhydrique

**Q2.** Justifier que la réaction support du titrage est une réaction acidobasique.

- Q3.** Reproduire sur la copie le tableau ci-dessous. Décrire, dans chacune des cases, l'évolution des concentrations des ions dans le bécher lorsque l'on ajoute de l'acide chlorhydrique en utilisant les termes suivants :
- « reste constante » ;
  - « reste négligeable » ;
  - « augmente » ;
  - « diminue ».

On néglige l'effet de dilution dû à l'ajout de la solution d'acide chlorhydrique dans le bécher.

Concentrations	Avant l'équivalence	Après l'équivalence
$[\text{Na}^+]$		
$[\text{CH}_3\text{CO}_2^-]$		
$[\text{H}_3\text{O}^+]$		
$[\text{Cl}^-]$		

- Q4.** En utilisant les conductivités molaires ioniques des espèces présentes, justifier sans calcul l'allure de la courbe de la figure 1.
- Q5.** Déterminer, en justifiant à l'aide d'un schéma, la valeur du volume de solution aqueuse titrante versé à l'équivalence du titrage.
- Q6.** Quelle autre méthode de suivi du titrage aurait-on pu utiliser ici ?  
Prévoir l'allure de la courbe que l'on aurait obtenu et nommer deux méthodes permettant de repérer le volume à l'équivalence sur cette courbe.
- Q7.** Justifier que la solution contenue dans la chaufferette est sursaturée, c'est-à-dire que sa concentration en masse de soluté est supérieure à sa solubilité  $s$ .

*Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti.  
La démarche est évaluée et doit être correctement présentée.*

- Q8.** Quelle méthode de dosage non destructive aurait-on pu mettre en œuvre pour déterminer la concentration en éthanoate de sodium au lieu du titrage ? Proposer un protocole expérimental (sans préciser de valeurs numériques).